

SECOURS À PERSONNE

9





L'Extinc'douche

Secours à personne



L'EXTINC'DOUCHE

Protégeons ceux

qui nous protègent !



Scannez pour voir la vidéo !

APPAREIL D'EXTINCTION

2 LITRES PRESSION AUXILIAIRE
A BROUILLARD D'EAU AVEC SOLUTION ANTI-THERMIQUE
EFFICACITE LORS D'INTERVENTION IMMEDIATE SUR LES BROSSES THERMIQUE OU COMBES

- 1 RETIRER LA LANGUETTE DE PROTECTION
- 2 RETIRER LA GOUPILLE DE SECURITE
- 3 APPUYER SUR LE LEVIER DE COMMANDE
- 4 VISER LA PERSONNE EN EVITANT LE CONTACT AVEC LES YEUX ET EN GARDANT UNE DISTANCE DE SECURITE D'ENVIRON 50 cm

ATTENTION:

- EVITER TOUT CONTACT DU LIQUIDE AVEC LES YEUX
- EN CAS D'INGESTION CONTACTER UN CENTRE MEDICAL
- UTILISATION INTERDITE SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Reservez-vous le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ce produit. Les photos sont à titre illustratif. Propriété intellectuelle FYRO. Tous droits réservés. © 2018. Révisé le 15/05/2018. Distributeur en France: FYRO. Adresse: 2A, rue de la République, 91100, Evry-Courcouronnes. Téléphone: 03 41 40 35 37. Site internet: www.fyro.fr. Patrociné par MOBIAK S.A.

Les + Techniques

- > Capacité : **2 litres**
- > Dimensions (mm) : **380 mm x 130 mm**
- > Contenant : **Eau déminéralisée et de la Providone iodine**
- > Recharge : **Dose à changer tous les ans**
- > Poids (avec emballage) : **4,5 KG env**
- > Système de diffusion : **Diffuseur brouillard d'eau**
- > Réservoir : **Monobloc avec revêtement intérieur en plastique**
- > Durée de fonctionnement : **Env.12 secondes**
- > Températures de stockage : **+5°C à +40°C**
- > Cartouche CO2 : **24gr**
- > Certification : **CE**

Solution d'urgence !

Légère & compacte, elle s'intègre facilement dans les véhicules (CRS, Gendarmerie, Police, Armée, Ambulances, Pompiers, etc.).

L'Extinc'Douche 2L à eau pulvérisée à pression auxiliaire autonome avec eau déminéralisée et solution antiseptique pour faire face aux brûlures thermiques et chimiques. Elle fonctionne comme un "extincteur" : la poignée percute une cartouche de gaz qui met le contenu du réservoir sous pression. La dose antiseptique est à **changer tous les ans**.



L'Extinc'Douche
Réf. MBK16-MEDFIRE-2




Support véhicule

Diffuseur



Revêtement intérieur en plastique



Rapport de contrôle

Accessoires



Sac de transport renforcé
Réf. MBK16-SAC

NEW



Clé spéciale 50-19
Réf. SAP-012

NEW

VALIDITÉ DE L'ANTISEPTIQUE
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Validité de l'antiseptique
Réf. SIG-015-VA

› Lot de 100 Vinyles adhésifs



Dose ANTISEPTIQUE
à changer > 1 FOIS/AN

Recharge de 2L prête à l'emploi
Réf. MBK16-DOSE-2L



N°	Référence	Désignation des pièces détachées
1	SAP-001	Diffuseur avec languette et joint torique D18mm
	SAP-001-LANGUETTE	Languette de protection
2	SAP-002	Tube plongeur
3	MBK16-CARTOUCHE	Cartouche 24gr avec son joint torique D18mm
4	SAP-003	Joint torique D35mm - Lot de 10
5	SAP-004	Raccord de jonction D30
6	SAP-005	Goupille de sécurité - Lot de 10
6.1	SAP-006	Scellé de sécurité de la goupille - Lot de 10
6.2	SAP-007	Lien de sécurité de la goupille - Lot de 10
7	SAP-008	Ensemble Percutions
8	SAP-009	Joint D29mm - Lot de 10
9	SAP-010	Tête
9.1	SAP-011	Joint torique de tête D 41mm - Lot de 10



Produits de 1ère intervention

Secours à personne



Douche



Douche avec solution antiseptique 6lt
Réf. MBK12-MEDFIRE

- › Pour les brûlures chimiques et thermiques
- › Modèle à pression permanente
- › Dose antiseptique à changer 1 fois / an
- › EN 15154-3
- › Equipé du système Brouillard d'eau



Housse de protection
Réf : SAP-013

- › Taille unique 6 / 9 l
- › En tissu classé au feu M1.
- › Traité anti-UV



Dose antiseptique 90 ml
(Povidone iodine)
Réf : MBK19-MEDF-BOTTLE-90

- Pour Douche 6L › 180ml soit 2 doses
- Pour Douche 9L › 270ml soit 3 doses

Signalétique



Réf. SIG-067

- › PVC M1
- › Dim. 150 x 200 mm



Réf. SIG-068

- › PVC M1
- › Dim. 150 x 200 mm



Réf. SIG-069

- › PVC M1
- › Dim. 150 x 200 mm



Réf. SIG-070

- › PVC M1
- › Dim. 150 x 200 mm

Solution Oculaire



Station de lavage Oculaire
Réf : SAP-015

- Idéal pour les entreprises industrielles confrontées aux accidents chimiques
- › 1 flacon de solution oculaire PH neutre brûlure par acide (250ml),
 - › 1 flacon de solution oculaire sérum physiologique (500ml)
 - › Station équipée d'1 miroir



Recharge Solution Oculaire Sérum Physiologique
Réf : SAP-016 Bidon de 500ml



Recharge Solution Oculaire PH neutre
Bidon de 250ml › Réf : SAP-017

- › Idéal pour les brûlures Acide



Stylo Oculaire
Réf : SAP-018

- › Permet d'enlever un corps étranger
- › D'un côté un aimant (1) et de l'autre un fil nylon (2)





Défibrillateur automatique (ou semi-automatique)

Modèle FRED-PA1

Réf : SAP-019

Dimensions : 30 x 25.5 x 11 cm

Poids : 2,3kg

Installation rapide : Les électrodes pré-connectées permettent une application rapide sur le thorax du patient; l'analyse démarre automatiquement.

Prêt à être utilisé : effectue un auto-test automatique régulier et fournit des indications sur son état.

Automatique : Le FRED PA-1 effectue l'analyse du rythme cardiaque du patient et détermine si un choc doit être administré ou non. Il délivre le choc sans aucune action du secouriste.

Electrodes de défibrillation : Accessibilité immédiate et facilement identifiable. Une étiquette RFID permet de vérifier la date d'expiration des électrodes

Gestion des données : sauvegarde les données d'intervention, lesquelles peuvent être facilement récupérées grâce à une carte SD et être révisées par des professionnels de la santé.

Directives claires : Trois illustrations et instructions faciles à suivre.

Indications de fonctionnement explicites : En cas de défaut, il fournit des avertissements: des signaux acoustiques et des voyants lumineux indiquent l'état de l'appareil et les mesures devant être prises (remplacer la pile, les électrodes, etc.). La pile assure une autonomie de 6 ans.

Conçu pour durer : IP55 Protection contre les environnements poussiéreux et humides.
Garantie 10 ans



ÊTES-VOUS ÉQUIPÉ DE DÉFIBRILLATEUR

› *Toute personne est habilitée à utiliser un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) pour porter secours à une personne en situation d'arrêt cardiaque. « On considère aujourd'hui que la mise en place de défibrillateurs répond à une mission de sécurité publique qui incombe à tous. »*

› *Le défibrillateur est reconnu et conseillé par plusieurs services de cardiologie.*

Réglementation

La loi relative au du défibrillateur cardiaque (Loi n°2018-527 du 28 Juin) explicite trois points :

1. Définition des **établissements recevant du public (ERP)**
2. **Obligation de Maintenance** pour les propriétaires ou exploitants des DAE—Défibrillateurs
3. Création d'une **base de donnée DAE** gérée par le **Ministère des Solidarités et de la Santé** avec obligation pour les exploitants des DAE de les déclarer.

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes définit les **ERP (établissements recevant du public)** qui doivent être **obligatoirement équipés de Défibrillateurs** au plus tard :

› **Le 1er janvier 2020** pour les ERP de **catégories 1 à 3**

- › Catégorie 1 > plus de 1500 personnes,
- › Catégorie 2 > de 701 à 1500 personnes,
- › Catégorie 3 > de 301 à 700 personnes

› **Le 1er janvier 2021** pour les ERP de **catégorie 4** : 300 personnes et moins, à l'exception des établissements faisant partie de la catégorie 5

› **Le 1er janvier 2022** pour les ERP de **catégorie 5** :

- › Les structures d'accueil pour personnes âgées
- › Les structures d'accueil pour personnes handicapées
- › Les établissements de soins
- › Les gares
- › Les hôtels-restaurants d'altitude
- › Les refuges de montagne
- › Les établissements sportifs clos (salles fitness...) et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.


« Art. R. 123-58. » – Le défibrillateur automatisé externe est **installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès**. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en **prévoit la signalétique**, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à assurer la protection.

« L'Arrêté du 16 Août 2010 du Ministère de la santé et des sports a fixé les modalités de signalisation des DAE dans les lieux publics. »

« Art. R. 123-59. – Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 123-57 du code de la construction et de l'habitation, sont situés **soit sur un même site géographique** soit sont placés sous une 21 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 261 direction commune au sens de l'article R.*123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe **peut être mis en commun**.

Kit N°1 - DAE FRED PA-1

Réf. KIT1-SAP-019



Défibrillateur automatique
Réf : SAP-019

Trousse de Secours DAE
Réf : SAP-023

Pack 5 signalétiques
Réf. SIG-183

Support mural
Réf. SAP-029

Jeux d'électrodes Enfant
Réf : SAP-022

Kit N°2 - DAE FRED PA-1

Réf. KIT2-SAP-019



Défibrillateur automatique
Réf : SAP-019

Trousse de Secours DAE
Réf : SAP-023

Pack 5 signalétiques
Réf. SIG-183

Support mural
Réf. SAP-029

Kit N°3 - DAE FRED PA-1

Réf. KIT3-SAP-019



Défibrillateur automatique
Réf : SAP-019

Trousse de Secours DAE
Réf : SAP-023

Pack 5 signalétiques
Réf. SIG-183



Défibrillateur automatique
(ou semi-automatique)
Modèle FRED-PA1
Réf : SAP-019
Garantie 10 ans



Batterie Lithium FRED-PA1
Réf : SAP-025



Jeux d'électrodes Adulte FRED-PA1
Réf : SAP-021



Jeux d'électrodes Enfant FRED-PA1
Réf : SAP-022



Défibrillateur automatique
(ou semi-automatique)
Modèle AED PLUS
Réf : SAP-044
Garantie 7 ans



Batterie pile lithium AED PLUS
type 123A - lot de 10
Réf : SAP-045
Durée : 5 ans



Electrodes AED PLUS (Adulte)
Durée de vie 5 ans > Réf : SAP-046
Durée de vie 2 ans > Réf : SAP-047




Electrodes Pedi AED PLUS (Enfant)
Réf : SAP-048
Durée de vie : 2 ans



Défibrillateur Modèle AED 3
Automatique > Réf: SAP-049
Semi-automatique > Réf: SAP-050
Garantie 7 ans



Batterie AED 3
Réf : SAP-051
Durée : 5 ans



Electrodes AED 3 (adulte/enfant)
Réf : SAP-052
Durée de vie : 5 ans

Dispose d'un **affichage en couleur** et d'images de secours nettes et réalistes, d'un **minuteur** de cycles RCP et d'une **grande jauge en couleur** montrant la profondeur des compressions.

Des **électrodes véritablement universelles**. Utilisez le bouton Child (enfant) pour passer facilement de la réanimation d'adultes à la réanimation d'enfants. Pas besoin de changer les électrodes. Aucune clé requise. Durée de vie après installation de cinq ans. Fournit une évaluation intégrale de la RCP.

› Nous consulter pour les consommables des autres marques de Défibrillateur (électrode, batterie, etc.).

VOS DÉFIBRILLATEURS SONT-ILS ENTRETENUS ET EN ÉTAT DE MARCHÉ



Maintenance fonctionnelle du Défibrillateur

Réf : SAP-020

La maintenance peut se réaliser sur les défibrillateurs **toutes marques**. Elle répond à des normes spécifiques et doit être réalisée à des dates précises selon la durée de validité du produit.

Listing des points de Maintenance DAE :

- Numéro de série DAE/DSA
- Etat DAE/DSA
- Etat électrodes
- Test mesure de choc
- Test cinématique RCP
- Date de péremption des électrodes
- Date de péremption de la trousse de secours
- Etat du boîtier
- Vérification du boîtier
- Fixation du boîtier
- Alarme boîtier
- Ventilation du boîtier
- Chauffage boîtier
- Branchement boîtier
- Etat piles boîtier
- Signalétique en place
- Fixation Signalétique
- MAJ du Registre



L'offre maintenance Défibrillateur comprend les prestations suivantes :

- › **Assistance téléphonique,**
- › **Mise à disposition d'un DAE**
- › **Transfert du DAE** à maintenir
- › **Maintenances de mesure agréées** et réalisées dans un délai de +/- 10 jours avec un compte rendu.
- › **Test de choc** : Utilisation d'un simulateur afin de valider la cohérence du fonctionnement, soit :
 1. Envoi d'un choc en cas de fibrillation
 2. Pas d'envoi de choc sur un rythme normal ou une asystolie
 3. Validation d'un cycle complet de RCP/Réanimation Cardio Pulmonaire (2 minutes)
 4. Contrôle des messages vocaux donnés par les DAE sur l'aide à la RCP
- › Gestion des **Dates de préemption** des consommables nécessaires.
- › Protection environnementale (récupération et recyclage/destruction du matériel).
- › **Assistance à la mise à jour des normes ERC** (évolution des pratiques du secourisme nécessitant la mise à jour des messages vocaux du défibrillateur).
- › **Assistance à la récupération de l'ECG** après un arrêt cardiaque (si non réalisé par SAMU, Ambulancier et/ou Pompiers).
- › **Remise du Rapport de test et d'assistance complet**, à inclure dans le RSQM (Registre de Sécurité Qualité Maintenance) destiné à documenter la maintenance des appareils

Réglementation

Cette maintenance annuelle est **obligatoire** (Directive 93/42/CEE) - Les DAE sont désormais en classe III (Règlement Européen 2017/745) et soumis à une obligation de maintenance (Art. R5212-25 à 28 du code de la santé publique) et permet de tester le DAE dans des conditions réelles d'utilisation. Ce nouveau règlement Européen est entré en vigueur le 26 Mai 2017 et sera mis en application le 26 Mai 2020.

Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes défini :

« Art. R. 123-60. » – Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la **maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite**. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité par une personne qualifiée (fournisseur de tierce maintenance agréée) »

La responsabilité des exploitants est clairement engagés. Il est nécessaire de remplacer les consommables, mise à jour des logiciels, contrôle de l'énergie délivrée.



Trousse de premiers Secours DAE
Réf : SAP-023

Composée :

- › 1 paire de ciseaux de secours,
- › 1 rasoir jetable stérile,
- › 2 paires de gants,
- › 1 masque pour la ventilation



Registre de vérification des DAE
Réf . SIG-145



Cardio First - Aide au massage cardiaque
Réf : SAP-024

L'outil Cardio First Angel permet au secouriste de masser de manière optimale le blessé, avec le bon rythme et la bonne pression.



Support mural
Réf. SAP-029
Pour DAE Fred PA-1

Coffrets de Protection



Boîtier de protection mural
Réf. SAP-026

Boîtier sans options.
Idéal pour une installation en intérieur dans un local sécurisé.

Ces boîtiers rendent l'accès facile et rapide au défibrillateur cardiaque.



Boîtier de protection mural
Réf. SAP-027

Boîtier avec une **alarme sonore** afin de prévenir de l'utilisation du défibrillateur.

Ces boîtiers rendent l'accès facile et rapide au défibrillateur cardiaque.



Boîtier de protection mural
Réf. SAP-028

Boîtier avec **chauffage et alarme**.
Idéal pour être installé en extérieur.

Ces boîtiers rendent l'accès facile et rapide au défibrillateur cardiaque.

Branchement 24V-220 V, prévoir un **transformateur** en option:
Réf. SAP-036



Boîtier de protection mural
Réf. SAP-043
Armoire d'intérieur DAE en acier laqué
Couleur : blanche
Dim. 38x38x20 cm **avec alarme**

Signalétique



Réf. SIG-071
› PVC M1
› Dim. 200 x 300 mm



Réf. SIG-072
› PVC M1
› Dim. 300 x 100 mm



Réf. SIG-073
› PVC M1
› Dim. 300 x 100 mm



Réf. SIG-074
› PVC M1
› Dim. 300 x 200 mm

Signalétique DAE

« L' Arrêté du 16 Août 2010 du Ministère de la santé et des sports a fixé les modalités de signalisation des DAE dans les lieux publics. »

Défibrillateur Automatique DAE

Réf. SAP-019

Maintenance DAE

Réf. SAP-020

Coffret de Protection Extérieur avec chauffage

Réf. SAP-028

Positionné à **1m30 env.**, il convient de les mettre à **proximité des issues de secours / sorties**

Coffret chauffant OBLIGATOIRE pour toute installation en extérieur : prévoir l'alimentation par un électricien qualifié.





1

Trousse de premiers secours pour véhicule

Réf : SAP-030

Cette trousse de secours convient parfaitement pour un **véhicule**. Son petit format et ses produits de premiers soins en font un allié indispensable en cas de besoin. Les articles contenus dans cette trousse disposent de dates limites de consommation longues. Dimensions : 230 x 160 x 40mm. Fournie avec sachets et une notice plastifiée.



2

Trousse de premiers secours de taille moyenne (8 personnes)

Réf : SAP-031

Une trousse de secours de qualité, **conforme à la Médecine du Travail**. De taille moyenne, elle s'accorde parfaitement aux besoins des PME et TPE. Les articles contenus dans cette trousse disposent de dates limites de consommation longues. Dimensions : 260 x 197 x 45mm. Fournie avec sachets et une notice plastifiée.



3

Grande Trousse de secours + 10 personnes

Réf : SAP-032

Une trousse de secours de qualité, **conforme à la Médecine du Travail**. De grande taille, elle s'accorde parfaitement aux besoins des grandes entreprises et collectivités. Les articles contenus dans cette trousse disposent de dates limites de consommation longues. Dimensions : 350 x 250 x 85mm. Fournie avec sachets et une notice plastifiée. **Livrée avec son support mural.**



Composition des trousse

	1	2	3
mèche pour le nez	-	1	2
pochette (ciseaux + pince à écharde),	1	1	1
pochette (Coban largeur 2,5cm + pansement auto-adhésif hémostatique	1	1	1
lots de deux compresses stériles non-tissées (7,5cm x 7,5cm)	5	5	10
coussin hémostatique d'urgence	-	1	1
couverture de survie	1	1	1
sachet de quatre gants (taille 8/9),	1	1	1
gel hydroalcoolique (50ml),	-	1	1
bande de pansement tissu chair (1m x 6cm),	1	1	1
pansements tissu chair (2cm x 6cm),	8	8	12
pansements tissu chair (4cm x 6cm),	-	4	10
pansements tissu chair papillon	-	4	10
dosettes de sérum physiologique neutre (5ml),	2	5	5
spray désinfectant à la chlorhexidine (100ml),	-	1	-
spray désinfectant à la chlorhexidine (50ml),	-	-	1
bande 7 cm	-	-	1
Sparadrapp	-	-	1
poche de froid, sachets gel Brula Soins (3,5g),	-	2	5
gel Arnica	1	1	1
tampons à la chlorhexidine	5	-	-



Support mural

Trousse de récupération pour membres



Trousse de récupération pour membre sectionné
Réf : SAP-033

Cette trousse convient parfaitement aux entreprises industrielles **confrontées aux accidents de manutention**.
Livrée avec son support mural.

- › 1 sac isotherme 3 compartiments,
- › 2 pochettes de froid grand modèle,
- › 1 pochette de 4 gants,
- › 1 couverture de survie,
- › 1 coussin hémostatique d'urgence petit modèle,
- › 1 coussin hémostatique d'urgence grand modèle.



Armoire à pharmacie
Réf : SAP-034

- › En tôle. Coloris blanc. 2 étagères.
- › Fournie avec 2 clés.
- › Armoire vendue vide.
- › Poids : 3,8 kg
- › Dim. hors tout : L. 355 x P. 150 x H. 460 mm



Armoire à pharmacie
Réf : MBK19-PL-FAIK

Transport de victime



Civière pliante en aluminium
Réf : 0806471

- › Taille du produit (L x W x H): 221x53x15cm
- › Taille pliante (L x W x H): 110x18x11cm
- › Taille du carton (2pcs) : 112x18x 22cm
- › N.W: 5kg G.W: 11kg
- › Poids maxi.: ≤159kg



Chaise d'escalier pliante en aluminium
Réf : 0806473

- › Taille du produit (L x W x H): 69x51x90 cm
- › Taille pliante (L x W x H): 18x51x90 cm
- › N.W: 11 kg / GW: 13 kg
- › Poids maxi.≤159kg

- › Idéal pour des besoins de **communication simple** (appel & SMS/MMS) même en **environnement difficile** (bruit, poussières ou liquides).
- › Équipé de l'application **d'alerte** dédiée aux professionnels exposés à des situations à risques comme **l'isolement** (protection du travailleur isolé PTI – DATI), **les accidents** (blessure, malaise, chute) ou **les agressions** (verbales ou physiques).

Priorité à la sécurité du travailleur isolé ! Communiquez simplement et en toute sécurité !



5 MODES DE DÉCLENCHEMENT

- Bouton SOS frontal
- Bouton SOS latéral
- Immobilité prolongée
- Inclinaison prolongée
- Présence de vie

3 TYPES DE SCÉNARIO D'ALERTE

- Internalisé (appels & SMS)
- Externalisé (prestataire de télésurveillance*)
- Supervisé (serveur de supervision dédié*)

3 MODES DE LOCALISATION

- Satellites (en extérieur**)
- Wifi (en intérieur**)
- Bluetooth (en intérieur**)

FONCTIONS AVANCÉES

- Gestion d'activité en zone blanche***
- Autotest du système à la demande
- Nombre de destinataires d'alerte illimité en appel & SMS
- Réglage avancé des modes de déclenchement (mode d'appui sur les boutons, sensibilité des détections, type et temporisations des notifications)
- Programmation directe sur le téléphone ou par fichier de configuration
- Autoriser l'utilisateur à ajouter un contact local pour la réception des alertes
- Autoriser l'utilisateur à désactiver la protection de manière temporaire ou permanente



NEW

Téléphone PTI 4G IP 69 MIL STD
Réf. SAP-042

* Nécessite la souscription d'un contrat de service spécifique.

** GPS : en fonction du positionnement de l'appareil dans un véhicule et/ou sur l'utilisateur, des conditions météorologiques et de la densité urbaine, la position peut ne pas être actualisée au moment de l'alerte ou imprécise de plusieurs centaines de mètres.

Wifi : précision dépendante de l'infrastructure Wifi du client.

Bluetooth : précision selon la quantité de balises implantées et leur positionnement.

*** Nécessite la souscription d'un contrat de service spécifique avec un serveur de supervision ou de télésurveillance compatible.

Caractéristiques

CONFIGURATION RADIO	
GSM/GPRS/EDGE (2G)	B2/3/5/8
WCDMA/HSPA+ (3G)	B1/5/8
TDD-LTE (4G)	B40
FDD-LTE (4G)	B1/3/5/7/8/20
VoLTE	Oui
Bluetooth	4.2 Low Energy
Wifi	802.11 b/g/n
MÉMOIRE	
RAM	1 Go
ROM	8 Go
Extension de mémoire	Micro SDHC 128 Go maximum
Carte SIM	1 logement format microSim

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Processeur	MTK6739V/WA 4x A53 1.5GHz
Batterie	2800 mAh lithium-ion polymer
Ecran	TFT 2.4 pouces 240 x 320 tactile
Caméra arrière	2 MP
Haut-parleur arrière	1.5 W
GPS	GLONASS & A-GPS
Connectivité	Micro USB 2.0
Système d'exploitation	Android Oreo 8.1
Poids	197 g
Dimensions	135.5 x 61 x 21.5 mm

D.A.S. DÉBIT D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE

Tête	0.524 W/Kg
Tronc	1.405 W/Kg

CONTENU DU COFFRET :

- Téléphone
- Batterie 2800 mAh
- Clip ceinture
- Câble USB
- Chargeur USB
- Guide de démarrage rapide

AUTRE ACCESSOIRE DISPONIBLE :

- Brassard avec système de clip facilement repositionnable
- Chargeur et support voiture universels